



Bolsa de gran resistencia, con soldaduras en 3 canales para asegurar un buen sellado. Con uñeros en ambos extremos de la bolsa para facilitar su apertura.



Fabricada con materiales suaves y maleables, que permiten que se pueda doblar sin marcas. Especialmente para el envasado de materiales de gran tamaño y peso.

BOLSA MIXTA REFORZADA

Bolsas de gran resistencia, en color azul, especiales para el empaquetado y esterilización de productos de gran tamaño o pesados, que precisen una gran resistencia al desgarro y una alta permeabilidad.

Se fabrican con una cara de tejido no tejido y una cara de film plástico coloreado en azul y son conformes a la norma ISO 11607-1 y EN 868-1.

Estos productos se consideran de un solo uso y pueden esterilizarse tanto por Vapor, como Óxido de Etileno o Formaldehído, llevando impresos los indicadores de cada uno de estos procesos.

Este producto se encuentra disponible en las siguientes medidas:

Código	Medidas		U/Caja	Caja/Cm	Caja/kg
MBCOVER001	200 x 420 mm	8" x 17"	1200	41 x 59 x 23	13,0
MBCOVER002	270 x 360 mm	11" x 14"	500	31 x 51 x 23	6,4
MBCOVER003	270 x 450 mm	11" x 18"	500	47 x 57 x 14	7,5
MBCOVER004	300 x 500 mm	12" x 20"	500	31 x 57 x 11	9,5
MBCOVER005	400 x 520 mm	16" x 20"	500	41 x 59 x 11	12,5
MBCOVER006	400 x 580 mm	16" x 23"	500	41 x 59 x 11	14,5
MBCOVER007	500 x 600 mm	20" x 24"	500	51 x 61 x 13	18,5
MBCOVER008	570 x 720 mm	22" x 28"	250	41 x 59 x 23	14,0



Con indicadores de proceso para tres tipos de esterilización: VAPOR, OE y FORMOL.

CARACTERÍSTICAS

- Gran resistencia
- Ideal para instrumentos pesados
- Alta permeabilidad
- Amplia gama de tamaños

bolsaplastmedical