



Separadores perfectamente ubicados para una fácil introducción de los utensilios. Diferentes tamaños de ventana para facilitar su uso. Con indicadores impresos para Vapor, OE y Formaldehído



Material suave y maleable, que permite se pueda doblar sin marcas y con suavidad

BOLSA ORGANIZADORA

Bolsas con separadores, en color azul y ventanas transparentes, especiales para distribuir los productos en los contenedores metálicos, en embalajes flexibles (bolsas/rollos) o en las zonas de esterilización. También pueden utilizarse como una protección extra durante el transporte de instrumental, para prevenir roturas y daños. Al disponer de ventanas separadoras, pueden clasificarse los materiales y su almacenaje y distribución se optimiza. Este producto se considera de un solo uso y es importante destacar que no se trata de un sistema de barrera estéril.

Este producto se encuentra disponible en la siguiente medida:

Código	Medidas	U/Caja	Caja/cm	Caja/Kg
MBPOCKET001	500 x 210 mm 20 x 8"	300	52 x 45 x 12	3,4

CARACTERÍSTICAS

- Ventanas de diferentes tamaños
- Fácil identificación de los instrumentos
- Se puede enrollar para ocupar menos espacio

bolsaplastmedical



Film resistente a altas temperaturas, sellado con soldaduras amplias para evitar cualquier rotura al introducir los utensilios y con ventanas suficientemente grandes para permitir la fácil extracción e introducción de los materiales a esterilizar